


Cryo-Lift: Vergemakkelijk uw dagelijkse werkzaamheden.

Dankzij de Cryo-Lift kunt u uw Cryo-Racks moeiteloos en met gemak optillen - veilig, snel en schoon!

Laat uw rekken in de kou, terwijl u uw monsters verzamelt. Optimaal gebruik van de opslagruimte dankzij de horizontale en verticale bewegingen van het systeem.



ELSCOLAB
We keep your applications going!

Cryo-Lift: Vergemakkelijk uw dagelijkse werkzaamheden.



De voordelen van de Cryo-Lift:

- Hoge veiligheid en makkelijk te gebruiken.
- Verzamel monsters in een koude omgeving.
- Batterij (Longlife) opgeladen liften.
- Complete ruimtedekking als gevolg van de XY-beweging.
- Standaard maat maar ook Custom made volgens uw behoeften.
- Adapters beschikbaar voor verschillende rekken, vaten en lades.
- Maximaal 200 liften per lading (op 25kgs / 100cm).
- Snelle manier voor ophalen van het product (max 160mm p/sec.).
- Vermindert blootstelling aan de lucht.
- Geen stroomverbruik in stand-by.
- Lage energie lader (alleen 0.35A max).



Controle-eenheid

Het besturingselement kan horizontale en verticale bewegingen en werkt met het basisstation.



De motor unit

De motor, de accu en het besturingselement zijn geïntegreerd in een modern en compacte behuizing. De LED-lamp geeft duidelijk het laadniveau aan van de batterij.



De installatie

De montage gebeurt eenvoudig door een verankerend systeem. Op aanvraag kan na een bezoek aan de ruimte een offerte met installatie worden aangeboden.



Monster collectie

De Cryo-Lift kan moeiteloos bemonsteren in een omgeving die koud blijft. Dit verhoogt de veiligheid van uw monsters.



ELSCOLAB NV
Hogenakkerhoekstraat 14
B-9150 Kruibeke
T: +32 (0)3 250 15 70
F: +32 (0)3 252 87 83
E: elscolab@elscolab.com
www.elscolab.com

ELSCOLAB BV
Tolboomweg 10
NL-3784 XC Terschuur
T: +31 (0)342 42 60 80
F: +31 (0)342 42 60 85
E: main@elscolab.com
www.elscolab.com

ELSCOLAB
We keep your applications going!