

# Etiqueteuse BMP21-LAB

Robuste à l'extérieur, un génie à l'intérieur



Combinant une construction robuste et des fonctions d'impression intelligentes, l'étiqueteuse portable BMP21-LAB peut être malmenée et fonctionner encore. Outre sa puissance et son prix abordable, **ses symboles de laboratoire** et le dimensionnement automatique pour les flacons/tubes, ses cartouches prêtes à l'emploi, sa batterie au lithium-ion rechargeable et sa garantie de deux ans lui permettent de réaliser des étiquettes de manière rapide et efficace, dans n'importe quel type de laboratoire. **Des consommables de haute qualité** conçus spécifiquement pour l'environnement de laboratoire créent des étiquettes de qualité professionnelle pour vos échantillons de laboratoire et autres.

**Facile à utiliser et à acheter... vous ne voudrez plus du stylo !**

## Conçue pour les laboratoires

- Consommables disponibles pour les applications de laboratoire, telles que les lamelles et flacons cryogéniques
- Symboles grecs et autres symboles couramment utilisés dans les laboratoires et structure de menu intuitive pour les symboles
- Découpe automatique du ruban en fonction de la taille du flacon grâce à la fonction d'étiquette pour flacon
- Sérialisation automatique
- Horodatage
- Codes-barres 2D

## Facile à utiliser

- Ecran LCD à 3 lignes offrant une excellente visibilité
- Clavier ABC, bibliothèque graphique, touches de raccourci et menu de fonctions pour une création d'étiquettes rapides
- Batterie\* au lithium-ion rechargeable longue durée
- Technologie Smart Cell permettant la configuration automatique des étiquettes
- Formatage automatique des types d'étiquettes couramment utilisés dans les laboratoires
- Aimant\* pour une utilisation et un stockage pratiques sur les tables de laboratoire plus petites
- Etiqueteuse ergonomique et équilibrée, dotée d'un boîtier au revêtement antidérapant strié pour une manipulation aisée

## Variété et durabilité exceptionnelles des consommables

- Consommables spécifiques aux laboratoires conçus pour résister aux environnements de laboratoire difficiles
- Etiquettes haute qualité durables qui collent à la perfection.
- Impression d'étiquettes d'identification durables sur toute leur largeur allant de 6 à 19 mm, pour maximiser le nombre de données imprimées
- Ajustement de la longueur des étiquettes à l'aide du consommable continu haute performance
- La réponse à vos besoins, avec 7 matériaux durables spécifiques à différents secteurs industriels

\*Les accessoires sont vendus séparément. La batterie est seulement incluse dans le "Kit de démarrage."

## Etiqueteuse BMP21-LAB

Code article	Description
139538	Etiqueteuse BMP21-LAB sous blister

Etiqueteuse + Guide de démarrage rapide + Consommable M21-750-7425

## Kit de démarrage BMP21-PLUS

Code article	Description
134474	Etiqueteuse BMP21-LAB Kit EU
134475	Etiqueteuse BMP21-LAB Kit UK
134476	Etiqueteuse BMP21-LAB Kit US

Etiqueteuse + Batterie au lithium-ion + Câble d'alimentation + Guide de démarrage rapide + Consommable M21-750-7425



**2 GARANTIE**  
DE DEUX ANS

## Accessoires

Code article	Description
110892	Accessoire multifonctions
110416	Adaptateur secteur - Europe - 220V
110417	Adaptateur secteur - UK - 240V - 3 fiches
110937	Adaptateur secteur - US - 110V
110891	Aimant
139540	Batterie au lithium-ion rechargeable pour BMP21-PLUS; BMP21-LAB

## Etiquettes en polyester transparent pour l'étiquetage des bouteilles, des flacons et des boîtes



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-430: Polyester			
110899	Noir sur Transparent	9,53	6,40
110900	Noir sur Transparent	12,70	6,40
110901	Noir sur Transparent	19,05	6,40

**F** Congélateur    **H** Eau bouillante    **A** Autoclave

## Etiquettes en polyester blanc ultra-fines pour les flacons, les tubes et les tubes coniques



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-461: Polyester auto-protégé			
110931	Noir sur Blanc	9,53	6,40
110932	Noir sur Blanc	12,70	6,40
110933	Noir sur Blanc	19,05	6,40

**F** Congélateur    **N** Azote liquide\*    **H** Eau bouillante    **A** Autoclave

\*Convient aux applications dans l'azote liquide si le matériau de l'étiquette est enveloppé sur lui-même, comme en cas d'adhésion automatique

## Etiquettes en polyester résistant aux produits chimiques pour les lamelles

- Résiste au DMSO, à l'éthanol et pendant une courte durée au xylène



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-488: Polyester			
110934	Noir sur Blanc	9,53	6,40
110935	Noir sur Blanc	12,70	6,40
110936	Noir sur Blanc	19,05	6,40

**F** Congélateur    **A** Autoclave

## Etiquettes en nylon pour les sacs, les bouteilles et les tubes

- Etiquettes en tissu nylon faciles à manipuler pour les surfaces non rigides et incurvées



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-499: Tissu nylon			
110893	Noir sur Blanc	9,53	4,88
110894	Noir sur Blanc	12,70	4,88
110895	Noir sur Blanc	19,05	4,88

**F** Congélateur    **N** Azote liquide    **A** Autoclave

## Etiquettes en polypropylène pour les flacons, les tubes, les lamelles et les plaques de puits

- Résiste à l'exposition à l'azote liquide, au congélateur, au bain-marie et à l'autoclave



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-7425: Polypropylène			
121014	Noir sur Blanc	9,53	6,40
121015	Noir sur Blanc	12,70	6,40
121016	Noir sur Blanc	19,05	6,40

**F** Congélateur    **H** Eau bouillante    **A** Autoclave

## Etiquettes en vinyle pour l'étiquetage général

- Adhère aux surfaces irrégulières, rugueuses et incurvées
- Recommandé pour les équipements, les étagères, les armoires et l'identification générale en laboratoire



Référence	Couleur	Largeur (mm)	Longueur (m)
B-595: Vinyle			
142806	Blanc sur Bleu	9,53	6,40
142798	Blanc sur Bleu	12,70	6,40
142794	Blanc sur Bleu	19,05	6,40
139735	Blanc sur Marron	9,53	6,40
139736	Blanc sur Marron	12,70	6,40
139737	Blanc sur Marron	19,05	6,40
139741	Blanc sur Noir	9,53	6,40
139742	Blanc sur Noir	12,70	6,40
139743	Blanc sur Noir	19,05	6,40
142810	Blanc sur Rouge	9,53	6,40
142795	Blanc sur Rouge	12,70	6,40
142801	Blanc sur Rouge	19,05	6,40
142802	Blanc sur Vert	9,53	6,40
142805	Blanc sur Vert	12,70	6,40
142808	Blanc sur Vert	19,05	6,40
139732	Blanc sur Violet	9,53	6,40
139733	Blanc sur Violet	12,70	6,40
139734	Blanc sur Violet	19,05	6,40
139744	Noir sur Blanc	6,35	6,40
142800	Noir sur Blanc	9,53	6,40
142807	Noir sur Blanc	12,70	6,40
142797	Noir sur Blanc	19,05	6,40
139738	Noir sur Gris	9,53	6,40
139739	Noir sur Gris	12,70	6,40
139740	Noir sur Gris	19,05	6,40
139745	Noir sur Jaune	6,35	6,40
142803	Noir sur Jaune	9,53	6,40
142799	Noir sur Jaune	12,70	6,40
142811	Noir sur Jaune	19,05	6,40
142809	Noir sur Orange	9,53	6,40
142796	Noir sur Orange	12,70	6,40
142804	Noir sur Orange	19,05	6,40

**F** Congélateur

**i** Pour de plus amples informations sur ces matériaux, consultez le site [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com)

