

# Guide des étiquettes pour échantillons de laboratoire

Brady propose des étiquettes d'identification durables pour tous les échantillons de laboratoire. Les étiquettes ont été conçues pour rester en place et lisibles dans les conditions de laboratoire les plus difficiles, lorsqu'elles sont imprimées avec des imprimantes Brady.

## Identification de flacons cryogéniques



### B-490, B-492

Étiquette ultra-fine en polyester FreezerBondz™ pour étiqueter les flacons, tubes et baguettes congelés et à température ambiante. Résistance supérieure aux produits chimiques et à l'abrasion.


**Caractéristiques de résistance :**

**F N H**

Congélateur Azote liquide Eau bouillante

*\*Peut être appliquée sur des surfaces déjà givrées avec une légère superposition.*

## Identification de boîtes de Petri et de bouteilles



### B-499 (permanente)

Étiquette en tissu nylon épais pour une manipulation et une adaptabilité aisées.

**Caractéristiques de résistance :**

**F N A**

Congélateur Azote liquide Autoclave

### B-403 (soluble)

L'étiquette en papier se dissout complètement dans de l'eau tiède en 30 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle est appliquée ou laisser de résidus de colle.

### B-533 (amovible)

Étiquette en polyester amovible pour les applications nécessitant un retrait propre.

**Caractéristiques de résistance :**

**F A**

Congélateur Autoclave

## Identification de cassettes d'inclusion



### B-482

Étiquette en polyester présentant une résistance supérieure aux produits chimiques utilisés dans le processus d'inclusion des tissus. À utiliser avec le système de thermosoudure BSP31 pour l'identification des cassettes d'inclusion avant leur traitement.

**Caractéristiques de résistance :**

**F H**

Congélateur Eau bouillante

## Identification de tubes et flacons



### B-461

Étiquette ultra-fine en polyester dotée d'une extrémité transparente qui protège l'impression et permet de visualiser le niveau de liquide.

**Caractéristiques de résistance :**

**F N H A**

Congélateur Azote liquide Eau bouillante Autoclave

*\*Convient aux applications dans l'azote liquide si le matériau de l'étiquette est enveloppé sur lui-même, comme en cas d'adhésion automatique*

### B-7425

Étiquette en polypropylène de résistance modérée aux produits chimiques, idéale pour l'étiquetage de contenants d'échantillons secs à température ambiante.

Cette étiquette est aussi disponible en version avec indicateur de stérilisation.

**Caractéristiques de résistance :**

**F N H A**

Congélateur Azote liquide Eau bouillante Autoclave

## Identification de lamelles



### B-481


Étiquette en polyester StainerBondz™ offrant une résistance extrême aux produits chimiques et d'excellentes performances dans le processus de coloration de lamelles.

**Caractéristiques de résistance :**

**F H**

Congélateur Eau bouillante

## Identification générale



### B-423

Étiquette blanche extrêmement adhésive pour les tiroirs, étagères, armoires et l'étiquetage général.

**Caractéristiques de résistance :**

**H A**

Eau bouillante Autoclave

### B-595

Étiquette extrêmement adhésive pour les tiroirs, étagères, armoires et l'étiquetage général. Disponible en blanc, rouge, jaune, vert, bleu, orange, noir et transparent.

**Caractéristiques de résistance :**

**F**

Congélateur

# Guide des imprimantes pour échantillons de laboratoire

Des étiquettes d'identification durables pour échantillons de laboratoire peuvent être imprimées dans votre laboratoire à l'aide d'une imprimante Brady et d'un logiciel d'étiquetage professionnels.

**Ne perdez plus d'échantillons en raison d'étiquettes qui se décollent ou deviennent illisibles.**

### Étiquetteuse BMP21-LAB €



**Volume d'étiquettes par jour : 75**  
**Fonctionne avec le SGIL : Non**  
**Fonctionne avec Brady Workstation : Non**  
**Imprime des étiquettes jusqu'à : 19,00 mm**

				SYMBOLES 
<b>2 YEAR WARRANTY</b>				

### Imprimante BBP12 €€



**Volume d'étiquettes par jour : 500**  
**Fonctionne avec le SGIL : Oui**  
**Fonctionne avec Brady Workstation : Oui**  
**Imprime des étiquettes jusqu'à : 112 mm**

				
		SYMBOLES 	<b>1 YEAR WARRANTY</b>	


### Étiquetteuse BMP51 €€






**Volume d'étiquettes par jour : 500**  
**Fonctionne avec le SGIL : Oui**  
**Fonctionne avec Brady Workstation : Oui**  
**Imprime des étiquettes jusqu'à : 38,10 mm**

				
		SYMBOLES 	<b>2 YEAR WARRANTY</b>	

### Imprimante couleur BradyJet J2000 €€€



**Volume d'étiquettes par jour : 3000**  
**Fonctionne avec le SGIL : Oui**  
**Fonctionne avec Brady Workstation : Oui**  
**Imprime des étiquettes jusqu'à : 101,60 mm**

		SYMBOLES 	<b>1 YEAR WARRANTY</b>	
---	---	---	------------------------	--


### BradyPrinter M611 €€











**Volume d'étiquettes par jour : 750**  
**Fonctionne avec le SGIL : Oui**  
**Fonctionne avec Brady Workstation : Oui**  
**Imprime des étiquettes jusqu'à : 50,80 mm**

				
	SYMBOLES 	<b>2 YEAR WARRANTY</b>		


### BradyPrinter i3300 €€€










**Volume d'étiquettes par jour : 1000**  
**Fonctionne avec le SGIL : Oui**  
**Fonctionne avec Brady Workstation : Oui**  
**Imprime des étiquettes jusqu'à : 101,60 mm**

				
		SYMBOLES 	<b>1 YEAR WARRANTY</b>	


### Étiquetteuse BMP71 €€€











**Volume d'étiquettes par jour : 1000**  
**Fonctionne avec le SGIL : Oui**  
**Fonctionne avec Brady Workstation : Oui**  
**Imprime des étiquettes jusqu'à : 50,80 mm**

				
	SYMBOLES 	<b>2 YEAR WARRANTY</b>		

### BradyPrinter i5100 €€€€



**Volume d'étiquettes par jour : 5000**  
**Fonctionne avec le SGIL : Oui**  
**Fonctionne avec Brady Workstation : Oui**  
**Imprime des étiquettes jusqu'à : 105,70 mm**

				
		SYMBOLES 	<b>2 YEAR WARRANTY</b>	

\*Certains étiquettes pour échantillons de laboratoire ne sont disponibles que pour une sélection d'imprimantes spécifiques.